



Easy→Sheet®

Repositioning & Transfer aids

Lençol de Movimentação e Transferência

A linha **EasySheet®** é indicada para ser usada em ambientes com pacientes, que necessitam de ajuda para se locomover ou movimentar-se sobre leitos hospitalares. Concebido para ser usado como apoio nas práticas de fisioterapia, em atendimento domiciliar, hospitalar e empresas de Home care.

Atende a RDC 40/2015 da ANVISA.

Lençol de Movimentação



Lençol de Transferência



Lençol de Movimentação e Transferência

Uso em : Home Care • UTI • Movimentação em Leito • Tomografia • Radioterapia • Raio X • Fisioterapia

Lençol de Movimentação

Tecido em Nylon especial de alta resistência, antimicrobiano, impermeável, antiestático e retardante a chama.

Camada dupla de tecido, em costura especial com fio de alta resistência.

6 alças para melhor movimentação do paciente junto ao leito.



LENÇOL DE MOVIMENTAÇÃO LEITO	CÓDIGO	DIMENSÕES APROXIMADAS
Movimentação P	ESM0110	110 cm x 50 cm
Movimentação M	ESM0140	140 cm x 60 cm
Movimentação G	ESM0150	150 cm x 70 cm



Peso máx: 180 kg

Reg. Anvisa 81121980006

Atende a RDC 40/2015 da Anvisa - NR17 e NR 32 do MTB


Lençol de Transferência

Cinto adicional de ombro para aumentar a segurança durante a transferência do leito para a poltrona/cadeira de rodas e vice-versa.

7 alças com duplo reforço de costura. Tecido 4x1.



LENÇOL DE TRANSFERÊNCIA	CÓDIGO	DIMENSÕES APROXIMADAS
Transferência P	EST0090	090 cm x 50 cm
Transferência M	ECT0120	120 cm x 70 cm
Transferência G	ECT0140	140 cm x 80 cm



Peso máx: 120 kg

Reg. Anvisa 81121980006

Atende a RDC 40/2015 da Anvisa - NR17 e NR 32 do MTB

